

Geräteübersicht

Gerät	Nennlast N	Geschwindigkeit in mm/min	Hubhöhe mm	Bidirektional (Zug und Druck)	Genauigkeitsgrad	Computer-Kontrollsystem/ Mikrocomputer
BLD-01	≤500	0,5 – 1000	500		0,5	X
TST-01B	≤500	0,05 – 500	600		0,5	X
TST-01M	≤500	0,05 – 500	600	X	0,2	X
TST-01H	≤1000	0,5 – 1000	600	X	0,1	X
XLW (PC)	≤500	50 – 500	1000		0,5	X
TST-02M	≤1000	0,05 – 1000 (3000)	1000	X	0,2	X
TST-02H	30-1000 (Zwei Kraftmesser)	0,05 – 1000 (3000)	1000	X	0,1	X
DFG	≤2500				0,2	X
DFC	≤2500				0,1	X
MTL-110	≤500	manuell	150		0,1	X
MTL-330	≤1500	manuell	100		0,1	X
MTH-550	≤2500	manuell	100		0,1	X
FFM 110/110X	≤550	0,05 – 1000	500 / 760		0,1	X
FFM 330/330X	≤1500	0,05 – 1000	500 / 760		0,1	X
FFM 550/550X	≤2500	0,05 – 1000	500 / 760		0,1	X