

Geräteübersicht

| Gerät | Messprinzip | Testbare Materialien | Anzahl der Messstellen | Durchschnittswert von identischen Materialproben | Individ. Ergebnis der untersch. Materialproben | Integriertes Computersystem |
|----------------|--|--|------------------------|--|--|-----------------------------|
| C230 | Gleichdruckmessung und coulometrisches Verfahren | flache Verpackungsmaterialien | 3 | | X | X |
| OX2/231 | Coulometrisches Verfahren | flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen | 1 - 3 | X | | |