

Geräteübersicht

Gerät	Messprinzip	Testbare Materialien	Anzahl der Zellen/ Kammern	Netzwerkanschluss möglich (Anzahl der Messstellen)	Durchschnittswert von identischen Materialproben	Individuelles Ergebnis von unterschiedl. Materialproben pro Kammer/Zelle	Integriertes Computersystem
W3-330	Elektrolytisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	3	X (30)		X	X
C330	Elektrolytisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	3				X
TSY-W3	Elektrolytisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	1				X
C390	Infrarotmessung	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	3			X	X
W3-230	Infrarotmessung	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	3			X	X
W3-030	Gravimetrisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien	3		X		
W3-031	Gravimetrisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien	3			X	X
W3-060	Gravimetrisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	6	X (60)		X	X
W3-062 C360	Gravimetrisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	6	X (60) W3-062		X	X